

Ultragarso mentelės HS-3061 vartotojo vadovas



Specifikacija

Matmenys (L x W x H)	22cm x 7.3cm x 3cm
Svoris	190g
Dažnis per sekundę	25,000 Hz/sekundę
Intensyvumas	Vienas intensyvumas
Veikimo režimas	Tolydinis ir impulsinis
Priedai	Adapteris
Galingumas	AC 100V~240V/DC 12V, 1A
Saugumas	Automatiškai išsijungia po 15 min.

Charakteristika

- Šis prietaisas sukelia apie 25 000 mikro vibracijų per sekundę ir tai padeda pasiekti gerų odos valymo rezultatų.
- Iš prakaito ir riebalinių liaukų išvalomi visi nešvarumai.
- Veido poros išvalomos nuo nešvarumų, aknės.
- Pagerinama odos būklė.
- 100% natūralus, neskausmingas, ne invazinis.

Produkto aprašymas

Šis prietaisas - tai naujausia ultragarso technologija. Jis sukelia apie 25 000 mikro vibracijų per sekundę ir tokiu būdu iš prakaito ir riebalinių liaukų išvalomi nešvarumai: purvas, riebalai, komedonai (juodi taškeliai). Tokiu būdu oda nėra pažeidžiama. Šis prietaisas taip pat naudojamas įvesti specialius kosmetikos produktus į gilesnius odos sluoksnius.

1. Prietaiso įjungimas/išjungimas

Pirmasis prietaiso įjungimo mygtuko paspaudimas uždegs indikatoriaus lemputę ir tai parodo, kad prietaisas įjungtas. Paspaudus mygtuką ir palaikius ilgiau, lemputė užgesa ir prietaisas išsijungia.

2. Laikas

Prietaisas automatiškai išsijungia po 15min. pastovaus naudojimo. Norint dirbti ilgiau, tuomet reikia prietaisą išjungti rankiniu būdu nepaėjęs 15min. ir vėl jį įjungti, nes kai prietaisas išsijungia automatiškai jis įsijungia lėčiau.

TEISINGAS PRIETAISO NAUDOJIMAS

Atliekant procedūrą būtina odą drėkinti vandeniu suvilgytu vatos tamponėliu. Mentelę laikyti 45 laipsnių kampu ir švelniai spaudžiant žemyn, lėtai braukti odos paviršiumi.

KAIP PATIKRINTI AR PRIETAISAS VEIKIA TAISYKLINGAI

Ijunkite prietaisą stipriausia srove ir ant mentelės užlašinkite švaraus vandens lašelį. Lašelis vibracijos dėka turėtų būti nupurkštas nuo mentelės. Jeigu vandens lašas vis dar ant mentelės, prietaisas veikia blogai ir reiktų kreiptis į gamintoją. Netaisyklingas prietaiso naudojimas gali jį pažeisti.

NETEISINGAS PRIETAISO NAUDOJIMAS

Nelaikyti prietaiso statmenai į odą. Stipriai nespauti odos. Mentelės paviršius negali liestis kampu su oda.

PATEKUS SKYSČIŲ ANT PRIETAISO, ŠVELNIAI JĮ PAKRATYKITE LAIKYDAMI JĮ TVIRTAI. NELAIKYKITE UŽ LAIDŲ.

Dėmesio!

1. Nenaudoti šio prietaiso vonioje ar kitose drėgnose patalpose.
2. Griežtai draudžiama trankyti, mėtyti ar bandyti lankstyti prietaisą.
3. Jeigu ultragarsas sukelia nepatogumus akims ar kitoms jautrioms vietoms, nustokite jį naudoti ar darykite pertraukas.
4. Venkite aparato srovės stiprumo kaitos procedūros metu, nes prietaisas gali nudeginti ar kitaip sužaloti odą.
5. Siūlome procedūros metu judesius atlikti sukamaisiais judesiais vietoje stipraus spaudimo probleminėse vietose.
6. Naudoti esant 10°C ~ 40°C temperatūrai.
7. Žemiau išvardintos sąlygos, kuriom esant reiktų pasitarti su daktaru arba nenaudoti:
 - Labai padidėjęs kraujospūdis;
 - Užkrečiamos odos infekcijos;
 - Hemangioma, herpesas, odos opa;
 - Piktybinis auglys;
 - Menstruacijos;
 - Nėštumas.
8. Vengti ilgo prietaiso naudojimo, nes pavargsta raumenys. Rekomenduojama daryti pertraukas po 15~20 minučių.
9. Kai aparato mentelė šalta, gali būti girdimas neiti žymus garsas. Leiskite mentelei sušilti ir garsas turi dingti, jeigu taip neatsitiko, kreipkitės į mūsų kompaniją.
10. Kai mentelė yra netoli ausies yra girdimas stiprus garsas, jeigu tai sukelia nepatogumo, naudokite ausų kaištukus garsui sumažinti.

VANDENIUI ATSPARIOS PLĖVELĖS NAUDOJIMAS

Vandeniui atspari plėvelė yra naudojama, kad apsaugoti mentelę nuo skysčių patekimo į ją. Taip mentelė bus tinkama naudoti ilgesnį laiką. Apsauginę plėvelę klijuokite ant metalinės dalies, kuo arčiau guminio laikiklio ir pirštais stipriais prispauskite.